

1.- OBJETO/ALCANCE

El presente documento informa de las diferentes formas que según las procedencias se utilizan para solicitar pruebas al Laboratorio de Bioquímica del Hospital Txagorritxu.

2.- PETICIONES ORDINARIAS DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL TXAGORRITXU

Las peticiones no urgentes de los pacientes atendidos en el Hospital Txagorritxu, tanto en las áreas de hospitalización como en las diferentes consultas, para las pruebas del Laboratorio de Bioquímica, se realizan utilizando el impreso de marcas grafitadas **R-134**

Es un impreso de tamaño folio que presenta preimpresas y dispuestas para marcar las pruebas más frecuentemente solicitadas de los Laboratorios de Bioquímica, Hematología y Serología.

En el Documento [IT-LAB-01/VGRA](#) se describen las instrucciones para la cumplimentación del mismo.

3.- PETICIONES PROCEDENTES DE CENTROS CONECTADOS A LA RED CORPORATIVA

Para estos pacientes, los médicos de cada uno de los Centros solicitan las pruebas en los impresos propios de cada uno de ellos.

Los Laboratorios de estos Centros realizan las pruebas de complejidad menor y remite al Laboratorio de Bioquímica de Txagorritxu las denominadas especiales (Hormonas, Marcadores Tumorales, Autoinmunidad ...).

La petición completa se introduce en los sistemas Omega 2000 (SIL) de cada uno de estos Laboratorios y utilizando la red corporativa y el programa CCP [IT-LAB-02/ICCP](#) se incorporan en nuestro sistema los datos de los pacientes y las pruebas que van a ser realizadas en nuestro Laboratorio.

Las muestras se remiten a Txagorritxu acompañadas de un impreso generado por el SIL de cada Laboratorio. Ambulatorio.

4.- PETICIONES DE PACIENTES DE CENTROS NO CONECTADOS

Se utiliza el impreso R 134 como si fueran pacientes del Hospital Txagorritxu

5.-RESPONSABILIDADES

El personal de los Centros que nos remiten peticiones son los responsables de utilizar los sistemas descritos a la hora de remitir peticiones al Laboratorio de Bioquímica del Hospital Txagorritxu.

6.- DOCUMENTOS RELACIONADOS

IT-LAB-01/VGRA: Instrucciones cumplimentación impreso grafitado R134

IT-LAB-02/ICCP: Instrucciones utilización CCP

R 134: Impreso de marcas grafitadas